

LKPv 1423

MediLine



Pojemność brutto, całkowita	1427 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	1430/830/2150
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	1250/700/1550
Klasa efektywności energetycznej	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1432 kWh
Klasa klimatyczna ¹	5
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	0°C do +16°C
Norma gastronomiczna	–
Materiał obudowy / kolor	Stahl/weiß
Materiał drzwi / pokrywy	Drzwi ze szkła izolacyjnego
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie	LED
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze bez napięciowe	tak
Ilość półek	8
Regulowane półki	8
Szuflady w zamrażarce	–
Kosze zawieszane w wyposażeniu	–
Maksymalna ilość koszy	–
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	-
Rolki / rodzaj rolek	tak / rolki samonastawne
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Pedał nożny do otwierania	–
Samodomykanie drzwi	tak
Izolacja	83 - 60 mm
Odpływ wody z odszraniania	–
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	58 dB(A)
Waga brutto / netto	273,0/227,0 kg
Kod EAN	9005382196830

¹ Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2017

LIEBHERR